

キューマツト
SINCE 1979

皆様方に愛されつづけおかげさまで**35**年

心臓部のカートリッジにもぐさ・風化サンゴ・薬草(枇杷の葉)を採用しました

QMAT ACE

家庭用温熱治療器

キューマツト[®]エース

QA-6000

管理医療機器(第Ⅱ種)
機械器具 78
医療機器認証番号
218AKBZX00082A01
意匠登録出願中


QMAT ACE QA-6000

キューマツトエース

心臓部のカートリッジにもぐさ・風化サンゴ・薬草(枇杷の葉)の3

キューマツトエースは、赤外線を放射する発熱体で「もぐさ」と「枇杷の葉」を燻蒸させ、やわらかい湿熱を体内に浸透させます。また、風化サンゴは体に優しい温熱効果があり、快適な治療が出来ます。温熱効果でわずらわしい痛みや筋肉のしこりを和らげ、また胃腸機能を正常にしてくれます。

医療機器認証番号
218AKBZX00082A01



体にやさしい家庭用温熱治療器

漢方に代表される東洋医学はいわば自然流の医学として、見直しされています。なかでも「お灸」はその代表で「もぐさ」と「枇杷の葉」の湿熱が体内の浸透力を更に高め痛みを緩解します。

キューマツトエースは、快適さを更に追求しました



血行をよくする

全身の血行を良くし、体を芯からゆっくりと暖めます。手、足先が冷たく又フツンのなかでなかなか寝付かれない方はご使用ください。



筋肉のこりをほぐす、疲れをとる

温熱により、血行が促進され冷えをとり、筋肉のこりをほぐして、疲れを取るので疲労感のある方はご使用ください。



疲労回復

寝る前に、全身の血行を良くし、体を芯から暖めると、良く熟睡でき、朝の目覚めが爽やかで疲労感がなくなります。



胃腸の働きを活発にする

お腹を暖めるので、胃腸の働きが活発になるため、お通じが良くなります。お通じでお悩みの方は、是非ご使用ください。



神経痛、筋肉痛の痛みを緩解

湿熱である生きた熱を短時間で身体の芯部に浸透させ、血行を良くし、神経痛や筋肉痛の痛みを和らげ効果を発揮します。神経痛、体の隅々が痛いとお悩みの方は、是非一度ご使用ください。

種を採用した家庭用温熱治療器

キューマツエースの由来と効能について



◆よもぎ 「Artemisia (アルテミシア)」

『よもぎ』の葉の裏には白い綿毛があり、これがお灸の原料「もぐさ」になります。「お灸」は中国に発祥し、平安朝の頃日本に伝来されました。以後「お灸」は日本で進化し「自然治癒力」を高める療法として、子供から大人まで愛用されてきました。



◆サンゴ 「Coral (コーラル)」

『サンゴ』は沖縄の美しい海に産する造礁が長い年月をかけて風化し、細かい砂状になって海底に堆積した風化サンゴを高温で焼成したものです。水分子と結合させるとアルカリ性の水酸化カルシウム物イオンが発生します。

「風化サンゴ」はカルシウムを主成分とした貴重な「ミネラル」なので、浄水剤や「食品添加物」「化粧品」など健康の分野でも脚光をあびている貴重な海洋天然資源です。



◆枇杷 「Eriobotrya (エリオボトlya)」


『枇杷』の葉の優れた効果は古代インドの經典に「大薬王樹」「無憂扇」と記され、古くから万能薬として利用されていました。日本へは仏教と共に伝わり、民間療法として「枇杷葉温灸」や「枇杷湯」などで古くから広く親しまれています。成分分析により鎮痛作用や消炎効果があることが解っています。

※**ACE**(エース) は「よもぎ」Artemisia(アルテミシア)の**A**、「サンゴ」Coral(コーラル)の**C**、「枇杷」Eriobotrya(エリオボトlya)の**E**、各々の頭文字をとって名付けました。

キューマツエースの使用例


※必ず衣服を着用した状態でご利用ください。

1




大マットを背中に・部分あて用マット腹部に

2



大マットを首筋までに・部分あて用マットは腹部に

3



大マットを背中に・部分あて用マットを肩に

4



大マットを背中に・部分あて用マット片膝に

5





部分あて用マットを両肩に

6



大マットを背中に・部分あて用マットは足へ

キューマツエースの構造図



キューマツエースは、熱い、跡が残る、などのお灸のマイナス要素を取り去った**現代の温熱治療器**です。

発熱体上層部の不織布袋の中にもぐさ・風化サンゴ・枇杷の葉を入れ外皮に東レのマイクロフィブリックスを採用しています。

キューマツエースに内蔵された発熱体が赤外線を発生し不織布袋に充填されたもぐさ・枇杷の葉を燻蒸(くんじょう)します。風化サンゴは発熱体の熱を吸収し、イオンを発生し穏やかな熱を保ち、もぐさ・枇杷の葉の湿熱との相乗効果で体内に深く浸透し体の内部から細胞の活性化を促進させます。

キューマツエースの外皮は東レ(株)製のマイクロフィブリックスを使用しています。
「マイクロフィブリックス」とは…

‘TORAY’
microfibrics®


東レ独自のポリエステルマイクロファイバーで構成されたナチュラルな表面感と軽さを兼ね備えたスエード調人工皮革です。

コントローラーとコネクタの取扱について

設定時間 3 段階に自由自在の使用！

軽量

コントローラーとマットの接続はコネクタ部分を緑とオレンジに色分けしており、同じ色を接続します。簡単にお使いいただけます。




通電時間ランプ

設定により点灯します

通電時間設定ボタン

マット切替つまみ

温度調整つまみ



電源の入り、切りは『押』ボタンのワンタッチ、マットの切り替えはスライド式、温度調整つまみは希望の温度簡単調整、誰にも見やすく、使いやすいアナログコントローラー。

※マットは同時に2枚まで使用になれます。組み合わせはご自由にお選びください。

キューマツエースは快適さを追求しました！

経済的

1日(1時間)=約2.7円
1ヶ月[1日(1時間)] =約81円

安全

発熱マット(大)には、面状の特殊カーボンを使用しています。局部的な圧力に強く、絶縁性にも優れ、安全にお使いいただけます。

仕様

医療機器認証番号	218AKBZX00082A01
類別	機械器具78 家庭用電気治療器
一般的名称	家庭用温熱治療器
JMDNコード	71017000
販売名	キューマツエース
外皮の組成	人工皮革(東レ マイクロフィブリックス)
電源コード	電源側コード約2m
定格	AC100V・110W(最大)
タイマー設定時間	15分・30分・45分
寸法	約89×42cm(大)、 約20×53cm(部分あて)
荷姿	約縦41.8cm×横54cm、高さ9.5cm
本体重量	約3.0kg

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

●「交換用カートリッジ(QM-500)」のお取替えは取扱販売店へお申し出ください。「交換用カートリッジ(QM-500)」は30,000円+税で別途販売致しております。

※古い交換用カートリッジは燃えるゴミの日処分にしてください。



安全に関するご注意

- ご使用する前に添付書類の「取扱説明書」を良くお読みの上、正しくお使いください。
- 当商品は暖房器具ではありません。高温でなくても十分に効果は得られます。
- 直接肌に触れるような使用をされると低温やけどの恐れがありますのでご注意ください。
- 長時間同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがありますのでご注意ください。
- 業務用等で使用しないで下さい。
- 身体の不自由な方は、付き添いなしでのご使用にならないでください。
- 特に高齢の方、乳幼児、妊婦の方、お子様、皮膚の弱い方、安静を必要とする人はご使用しないでください。
- 次の方は医師とご相談の上でのご使用ください。
 - *低温やけどをしたことのある人
 - *糖尿病等の抹消循環障害による知覚障害のある人
 - *温度感覚喪失が認められる人
 - *適用部位に異常がある人
 - *心臓障害のある人
 - *安静を必要とする人
 - *熱の高い人(38℃以上)例えば急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動等の強い時期、衰弱しているとき)
 - *脊椎の骨折、捻挫、肉離れ等の急性疼痛性疾患の人
 - *悪性腫瘍のある人
 - *妊娠中又は出産直後の人
 - *その他疾患のある人

補修用性能部品の最低保有期間

キューマツエースの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

お問い合わせは、信頼とサービスの当店で…

 JET	医療機器認証番号	家庭用温熱治療器	キューマツエース
定格電圧 100V 定格消費電力 110W 三幸ポライト	218AKBZX00082A01	セット価格	198,000円+税

【製造販売元】株式会社 三幸ポライト

〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町石塚1184-3

電話 029-288-2311 F A X 029-288-5613

【販売企画】キューマツ 株式会社

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町16NASビル4F

電話 03-5297-1117 FAX 03-5297-0035

0120-291-910

ニクイ キューマツ